



GUT HÖREN. MEHR ERLEBEN.

Auracast™ bei dieser Veranstaltung

Hören Sie direkt mit Ihrem Gerät

Verbinden Sie Ihr Auracast-fähiges Hörgerät, Cochlea-Implantat oder Ihre Auracast-fähigen Earbuds mit dem Veranstaltungsstream.

1 Direkt verbinden

Wählen Sie den Auracast-Stream in der App Ihres Hörgeräts oder über die Auracast-Funktion Ihres Smartphones aus.



2 Leihgerät abholen


Ihr Gerät unterstützt Auracast noch nicht?
Holen Sie sich vor Ort einen Taschenempfänger mit Kopfhörern oder Induktionsschleife ab.

Direkt zum Auracast-Stream

Scannen Sie den QR-Code der Veranstaltung.

QR-Code für den Veranstaltungstag

Der passende Code wird vor Ort eingesetzt.



Sämtliche Hörlösungen bei hearit.at

Wir wünschen eine schöne Veranstaltung!

OPUS Auracast · www.hearit.at
Hörunterstützung für alle Gäste



GUT HÖREN. MEHR ERLEBEN.

Auracast™ bei dieser Veranstaltung

Hören Sie direkt mit Ihrem Gerät

Verbinden Sie Ihr Auracast-fähiges Hörgerät, Cochlea-Implantat oder Ihre Auracast-fähigen Earbuds mit dem Veranstaltungsstream.

1 Direkt verbinden

Wählen Sie den Auracast-Stream in der App Ihres Hörgeräts oder über die Auracast-Funktion Ihres Smartphones aus.



2 Leihgerät abholen


Ihr Gerät unterstützt Auracast noch nicht?
Holen Sie sich vor Ort einen Taschenempfänger mit Kopfhörern oder Induktionsschleife ab.

Direkt zum Auracast-Stream

Scannen Sie den QR-Code der Veranstaltung.

QR-Code für den Veranstaltungstag

Der passende Code wird vor Ort eingesetzt.



Sämtliche Hörlösungen bei hearit.at

Wir wünschen eine schöne Veranstaltung!

OPUS Auracast · www.hearit.at
Hörunterstützung für alle Gäste